



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Buggy CLIP

ref: BE1

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/buggys-y-sillas-infantiles/buggy-clip>



La silla CLIP es ligera, pesa solo 11 kg y puede cerrarse con dos sencillas operaciones. Se empuja con facilidad, ya que sus ruedas se deslizan sobre cojinetes de bolas. Dos frenos de resorte. Tiene el asiento inclinado para asegurar al niño el máximo confort. Apoyapiés extraíble con bloqueo a presión. CLIP ha superado los tests para el transporte, en el sentido de la marcha, en vehículos en movimiento: coches, autobuses, etc.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia




CLIP está disponible en cuatro tamaños y cuenta con una amplia gama de componentes capaces de dar respuesta a cualquier tipo de necesidad de uso.

Su bajo peso y la sencillez de plegado lo convierten en la solución ideal para aquellas familias que se encuentran a menudo en la carretera o que viven en la ciudad.

Además, CLIP, con su cierre de paraguas, es ideal si tiene una puerta estrecha o un ascensor.

Modelo para niños. Tallas 1-2-3

Modelo para jóvenes. Talla 4



MEDIDAS:





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Capacidad máx.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	Peso
CLIP 1 30 kg	40 cm	30 cm	51 cm	99 cm	0°-12°	25 cm	55 cm	18°	46 cm	--	15-23 cm	73 cm	80 cm	110 cm	30 cm	32 cm	10,8 kg
CLIP 2 35 kg	40 cm	33 cm	51 cm	99 cm	0°-12°	30 cm	59 cm	18°	48 cm	--	21-31 cm	73 cm	80 cm	110 cm	30 cm	32 cm	11 kg
CLIP 3 40 kg	40 cm	36 cm	51 cm	104 cm	0°-12°	35 cm	64 cm	18°	49 cm	--	27-37 cm	79 cm	86 cm	115 cm	32 cm	35 cm	11,2 kg
CLIP 4 76 kg	45 cm	43 cm	57 cm	112 cm	0°-10°	38 cm	70 cm	18°	59 cm	35 cm	36-48 cm	82 cm	103 cm	115 cm	56 cm	34 cm	12,5 kg



CLIP de Ormesa es un sistema de asiento práctico y rápido para personas con discapacidad, niños y adultos. Es fácil de manejar y empujar, sus ruedas son aptas para todos los terrenos y las operaciones de plegado nunca han sido tan sencillas y rápidas: ideal para familias siempre en movimiento.

ACCESORIOS:




835 Soportes parietales




816 Soportes de tronco



853 Chaleco 4 puntos



906 Cinturón 5 puntos



903 Chaleco 5 puntos



817 Bandas inguinales





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



894 Cinturón pélvico a 45º



827 Correas para los pies



819 Capota



818 Funda térmica



825 Funda para la lluvia



812 Sistema de bloqueo dirección delantera

