



Silla Grizzly

Sillas PCI Pediátricas



Silla Grizzly

Sillas PCI Pediátricas

La Silla Grizzly, se adapta a las necesidades del niño y a su crecimiento. Indicada para usuarios de entre 85-140 cm de altura y un peso máximo de 45 kg. Su tapizado en estilo lino de color burdeos le aporta una gran elegancia.

- **Sistema Crece Contigo**, almohadillas ajustables que permiten adaptarse al crecimiento del niño modificando la profundidad del asiento y la altura del respaldo.
- **Sistema de basculación** del asiento junto con el respaldo que facilita una posición más segura y ergonómica durante la marcha.
- Ruedas traseras con **amortiguación** para una máxima comodidad en cualquier terreno.
- **Controles** del tronco y cabeza ajustables que mantienen seguro al niño.
- **Asiento desmontable y estructura plegable** para facilitar su almacenamiento.
- El asiento puede colocarse en **sentido contrario a la marcha**.
- **Bloqueo de ruedas direccional** ideal para pasear por terrenos irregulares.
- **Pedal de elevación** de la silla que facilita salvar obstáculos.
- **Kit de transporte** que permite llevar la silla con el niño en un vehículo adaptado.

Disponible en color granate , azul  y gris .

Elementos destacados:



Controles de cabeza, tronco y pelvis



Visera con ventanilla



Respaldo y asiento ajustables y reclinables



Cinturón de seguridad



Barrera de seguridad



Estructura plegable



Reposapiés plegable y ajustable en altura



Sistema Crece contigo



Ruedas traseras con amortiguación

Kit de transporte

Accesorios de serie:



Apoyos laterales para cabeza



Apoyos laterales para tronco



Taco abductor



Cinturón de 5 puntos



Arnés pélvico



Reposapiés con cinchas



Mesa



Capota



Guantes



Sombrilla



Saco de dormir



Cesta



Bolsa para manillar



Protector para lluvia



Mosquitera



Descripción de producto	Referencia
Silla Grizzly	0431005
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	66 x 50 x 88 cm
Peso total de la caja	31 kg
Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	97-115 x 65 x 108-123 cm
Dimensiones plegada (largo x ancho x alto)	80 x 64 x 35 cm
Peso sin accesorios/con accesorios	20 kg – 28 kg
Altura del niño	85 - 140 cm
Peso máximo soportado	45 kg
Anchura del asiento	18 - 40 cm
Profundidad del asiento	25 - 37 cm
Altura del respaldo	57 - 70 cm
Ajuste del reposapiés	23 - 40,5 cm / 7 posiciones
Asiento extraíble	Sí
Basculante	Sí
Sistema "Crece contigo"	Sí
Asiento marcha/contramarcha	Sí
Garantía	
Silla	2 años



APEX
Wellell Group

APEX MEDICAL, S.L.
c/ Elcano, 9, 6ª planta
48008 Bilbao (Vizcaya)
Tel: 94.470.64.08
info@apexmedical.es
www.apexmedicalcorp.com