



ficha técnica

ION 1494SE

Silla eléctrica inteligente

La silla eléctrica inteligente **ION** es nuestro modelo más avanzado. **Estructura de aluminio y magnesio** para mayor ligereza y resistencia. Perfecta para la movilidad interior gracias a sus tan sólo **62,4 cm de ancho** y para trayectos en exterior —con una autonomía de hasta 23 km sorteando pendientes de hasta 9°—.

Su plegado es fácil y compacto. Además de un joystick diseñado para un uso intuitivo, dispone de una pantalla TFT de 4,5 cm y asistente de voz.

Su **manejo remoto mediante una app instalada en el smartphone del usuario o acompañante conectado por Bluetooth®**, permite el control total sobre la operatividad de las funciones de la silla.



Ref. Int
1494SE-49-150 (Batería 20Ah) Gris antracita
1494SE-51-150 (Batería 20Ah) Turquesa



24V/250W
x2



20Ah Litio



Aluminio
Magnesio



Plegado
manual



Color
Turquesa
Gris Antracita




ficha técnica



ION 1494SE

Silla eléctrica inteligente



Ancho de asiento	46 cm
Ancho total	62,4 cm
Alto total	93 cm
Profundidad C/reposapiés	100 cm
Profundidad S/reposapiés	84 cm
Dimensiones de plegado	44 x 62,4 x 70 cm
Motor sin escobillas	

Ruedas delanteras	200 mm
Ruedas traseras	260 mm
Reposabrazos	Abatibles
Reposapiés	Plataforma plegable
Pendiente superable	9°
Radio de giro	45 cm
Velocidad	6 km/h