



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Buggy NOVUS

ref: BC1

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/buggys-y-sillas-infantiles/buggy-novus>



NOVUS es una silla de paseo en la que funcionalidad se une con el respeto a los principios ergonómicos y de seguridad. Ha superado los tests para el transporte, en el sentido de la marcha, en vehículos en movimiento. Coches, autobuses, etc.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Chasis plegable

Fabricado en aluminio. Pintado con pintura epoxi no tóxica.



Tapicería desenfundable

Acolchado, ergonómico y fijado al asiento gracias a botones de presión. Fue diseñada para facilitar el cambio de posición de los soportes laterales, y fijar o desmontar los accesorios sin causar problemas al niño mientras está sentado.




Respaldo

Regulable en altura e inclinación.

Asiento

Regulable en profundidad y anchura gracias a los laterales acolchados para la pelvis.


ACCESORIOS:





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Novus	Capacidad Máx	A	B	C	D	E	F
4	kg. 65	cm. 46	cm. 28-38	cm. 39-45	cm. 30-44	cm. 75-81	cm. 107

G	H	I	M	N	O	P	Peso total	Peso de la silla de paseo sin ruedas
cm. 66	cm. 96	20°	cm. 42	cm. 110	cm. 56	cm. 90	kg. 22.1	kg. 18.5



Novus de Ormesa es una silla de paseo para jóvenes con necesidades posturales.

Equipada con un chasis de aluminio plegable, ha sido diseñada para garantizar el máximo confort al usuario: el asiento está ligeramente inclinado, mientras que el cojín y el acolchado son extraíbles y transpirables.

Las ruedas traseras están provistas de frenos de tambor; se pueden extraer rápidamente para facilitar el transporte.

Gracias a una amplia gama de componentes, Novus se adapta a cualquier necesidad.

